


Produits pour filtres à infusion

Le tissu SEFAR MEDIFAB avec une ouverture de maille < 20 µm prévient l'entrée de particules étrangères dans le sang d'un patient sous infusion. Nous proposons des bandes, des tubes et des poches.



Caractéristiques des produits

Fonction

Les filtres d'infusion servent de filtres de sécurité. Cette fonction garantit la rétention de particules (ISO 8536-4). L'origine de telles particules peut se trouver dans la bouteille ou la poche d'infusion, ou dans la solution d'infusion (par exemple agrégats de nutriments ou composé pharmaceutique).

Les membranes SEFAR MEDITEX sont utilisées pour ventiler les systèmes d'infusion (ISO 8536-4). La structure de la membrane garantit une perméabilité à l'air élevée tout en évitant le passage de virus ou de bactéries, ainsi que les fuites de liquides.

DOWNLOADS

Brochure: Medical Components (PDF 3997 kb)

Information client: SEFAR MEDIFAB Fabrics are Low Protein Binding (PDF 208 kb)

Vos avantages

Tissus

Les principaux avantages des produits Sefar comprennent:

- Dimensions de tissu précises
- Propriétés homogènes des matières premières
- Uniformité exceptionnelle de chaque lot
- Caractéristiques de surface bien définies
- Taux de passage élevés
- Excellente efficacité en rétention de particules

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com


[Aller à la page produit](#)

-
- Absence de bourrage (pertes de fibres) grâce aux fils monofilament
 - Stabilité bidimensionnelle inégalée
 - Bonne stérilisation


Membranes

- Propriétés homogènes des matières premières
- Uniformité exceptionnelle de chaque lot
- Grande perméabilité à l'air
- Perte de pression minimale
- Protection contre les virus et les bactéries
- Mise en œuvre aisée

Product range



■ SEFAR MEDIFAB



■ SEFAR MEDITEX
PORE


Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



Efficacité de filtration

Efficacité filtrante de particules de 20 μ m de SEFAR MEDIFAB 03-15/10 et 07-15/9 comparée aux exigences ISO.

Pour plus d'informations et des échantillons de tissus, veuillez choisir l'option de contact préférée à droite.

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

[E-Mail](#)



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

[E-Mail](#)

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)