


Soluzioni di Sefar per i sistemi di infusione

L'apertura di maglia del tessuto SEFAR MEDIFAB inferiore a 20 µm, assicura che durante un'infusione nessuna particella estranea possa entrare nella circolazione sanguigna del paziente. Offriamo nastri, tubolari e sacchetti.



Caratteristiche del prodotto

Funzionalità

I filtri per infusione servono come filtri di sicurezza. Lo scopo è di garantire la ritenzione di particelle (ISO 8536-4). La fonte di tali particelle può essere il flacone, la sacca o la soluzione per l'infusione (ad esempio, sostanze nutritive aggregate o composti farmaceutici).

Le membrane SEFAR MEDITEX sono utilizzate per ventilare i sistemi di infusione (ISO 8536-4). La costruzione della membrana garantisce un'elevata permeabilità all'aria e impedisce l'ingresso di virus e batteri nonché la fuoriuscita di liquidi.

DOWNLOADS

Opuscolo: Medical Components (PDF 3997 kb)

Informazioni per i clienti: SEFAR MEDIFAB Fabrics are Low Protein Binding (PDF 208 kb)

I vostri vantaggi

Tessuti

- Precisione delle dimensioni del tessuto
- Omogeneità delle caratteristiche del materiale
- Costanza eccezionale tra differenti lotti di materiale
- Caratteristiche di superficie definite
- Coefficienti di passaggio elevati

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
 Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com



[Vai alla pagina prodotto](#)

-
- Ottima efficienza di ritenzione della particella
 - Il filato monofilo non è soggetto a perdite di frammenti
 - Impareggiabile stabilità bidimensionale
 - Buona sterilizzazione

Membrane

- Omogeneità delle proprietà del materiale
- Eccezionale costanza di qualità per tutti i lotti
- Elevata permeabilità all'aria
- Perdita di pressione minima
- Protezione da virus e batteri
- Facilità di lavorazione

Gamma di prodotti




Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



Efficienza di filtrazione

Efficienza di filtrazione di particelle di 20 µm di SEFAR MEDIFAB 03-15/10 e 07-15/9 rispetto ai requisiti della norma ISO.

Contattateci per ulteriori informazioni. Saremo lieti di inviarvi campioni di tessuto!

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

[E-Mail](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

[E-Mail](#)

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)