


## Продукция Сефар для инфузионных систем

Ткань линии продукции SEFAR MEDIFAB, имея размер ячейки < 20 мкм, гарантирует, что во время инфузии в кровь пациента не попадут никакие посторонние частицы. Мы производим данный вид продукции в лентах, тубах и мешках.



### Описание продукции

#### Назначение

Инфузионные фильтры выполняют функцию защитного фильтра. Их главная задача – задержать посторонние частицы (например, агрегированные питательные вещества или фармацевтические компоненты) (ISO 8536-4), которые могут оказаться либо в инфузионном флаконе, либо в инфузионном пакете, либо в инфузионном растворе.

Мембраны линии продукции SEFAR MEDITEX используются для вентилирования инфузионных систем (ISO 8536-4). Конструкция мембран гарантирует высокую воздухопроницаемость и при этом исключает попадание бактерий или вирусов, а также просачивание жидкости.

#### DOWNLOADS

Брошюра: Medical Components (PDF 3997 kb)

Информация для заказчиков: SEFAR MEDIFAB Fabrics are Low Protein Binding (PDF 208 kb)

#### Ваши преимущества

##### Ткани

Основные преимущества продукции Сефар:

- Точные размеры открытых ячеек ткани
- Однородность свойств материала

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
 Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)



[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

- Исключительная идентичность от партии к партии
- Заданные характеристики поверхности
- Высокий коэффициент пропускной способности
- Отличные показатели задержания частиц
- Ворсинки не осыпаются благодаря монофиламентной ткани
- Непревзойденная двумерная стабильность
- Хорошая стерилизуемость

## Мембраны

- Однородность свойств материала
- Исключительная идентичность от партии к партии
- Высокая воздухопроницаемость
- Минимальная потеря давления
- Защита от вирусов и бактерий
- Легко поддаётся обработке

## Ассортимент продукции




### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



### эффективность фильтрации

Эффективность фильтрации частиц размером 20 µm SEFAR MEDIFAB 03-15/10 и 07-15/9 по сравнению с требованиями стандарта ISO.

Если Вы хотите получить более подробную информацию и образцы ткани, выберите контакт из списка справа.

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



### Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

### Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)