

# SEFAR PHARMA GMP Bags

SEFAR GMP PHARMA Bags sind das Produkt der engen Zusammenarbeit und Entwicklung mit den weltweit führenden Pharmazie Unternehmen. Dank dieser Partnerschaft stehen SEFAR PHARMA GMP Bags für das höchste Sicherheitsniveau, das auf dem Filtrationsmarkt erhältlich ist.

## Produkteigenschaften


### Die zertifizierte Lösung für Filterschläuche

SEFAR PHARMA GMP Bags sind die einzige zertifizierte Lösung für die Pharmaindustrie.

Durch eine speziell entwickelte Konstruktion wird eine Kontamination durch den Nadelfilz verhindert. Die hohe Filtrationseffizienz wird durch eine mikroporöse ePTFE-Membrane erreicht, welche auf einen Polyester- oder PTFE-Nadelfilz laminiert ist. In der antistatischen Ausführung gewährleistet die Leitfähigkeit der Edelstahlmatrix einen hervorragenden Explosionsschutz durch Ableitung elektrischer Ladungen. Die Herstellungsprozesse der SEFAR PHARMA GMP Bags halten die GMP-Vorschriften gemäss EU 2023/2006 ein.


Alle verwendeten Materialien entsprechen den Vorschriften der EU 10/2011 und der FDA.

**Somit sind die fertig konfektionierten SEFAR PHARMA GMP Bags die einzigen, welche die Bedingungen der EU 1935/2004 vollständig erfüllen.**



## DOWNLOADS

Broschüre: Prozessfiltration (PDF 5300 kb)



■ kundenspezifische Aufmachung der

## Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Tel +41 71 898 5700  
 Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Zur Produktseite](#)



- Anschlusssteile (Schnapping, Stahlband, etc.) für eine optimale Passgenauigkeit

### Sefar Filter-Lösungen für OEM

Unsere Produkte erfüllen die spezifischen Anforderungen dieser Filtrationsanwendungen und sind erfolgreich auf allen bekannten PHARMA Bag-Typen und OEMs in der ganzen Welt im Einsatz, wie z.B:

Tetra-Pak      Hosokawa      GEA-Niro      GEA-Nu Con

psl (Powder Systems Limited)      Piab      Glatt

### Filter-Media Technologie

Unsere Kunden können aus einer Vielzahl von Filzqualitäten wählen, die in der Life Science Industrie benötigt werden. Diese Filze können für jede Art von Filterschläuchen, Filtersocken, Staubbeuteln und Schläuchen verwendet werden.

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Tel +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Zur Produktseite](#)

## Speziell auf die Life Science Industrie zugeschnitten

Sefar überwacht jeden entscheidenden Produktionsschritt, von der Garnproduktion bis zur Herstellung gebrauchsfertiger Filter. Durch unsere führende Marktstellung sind wir in der Lage, unseren Kunden Produkte anzubieten, die jeglichen Qualitätsstandards und Erfordernissen entsprechen.

Sefar hat den Herstellungsprozess, abgestimmt auf die Bedürfnisse der **pharmazeutischen Industrie**, optimiert. Unsere exklusiven PHARMA GMP Filterprodukte werden in unserem Reinraum nach strikten GMP-Richtlinien gefertigt.



- EC 1935/2004
- EU 10/2011
- GMP EC 2023/2006 oder cGMP
- FDA CFR 177
- ISO 9001
- ATEX (Directive 2014/34/EU)
- Einzelverpackung
- Spezifische Beschriftung
- Rückverfolgbarkeit
- Testreport



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Tel +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Zur Produktseite](#)



## KONTAKT

- Lokaler Kontakt
- Kontaktformular
- Mail senden

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an:  
Tel CH: +41 71 898 5700

## Standorte



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Telefon: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 886 3504

- E-Mail



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Telefon: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

- E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Tel +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Zur Produktseite](#)